

SEEMLESS

LIGHT WEIGHT




KEEP DISTANCE

A3 CLEAR

HOLDER

FACE

SHIELD





- ①点線の部分を谷折りする
- ②ペロを差し込んで組み立てる



- ③面ファスナーテープを
手前側（同方向の面）に貼る

GEIDAI
FACTORY
LAB



- ④テープを調整して
顔の前に空間ができるように装着する

このデータは、クリエイティブ・コモンズ ライセンス4.0
「表示-非営利-改変禁止」の条件のもとで公開し、
PDF版を、GEIDAI FACTORY LAB公式サイトでの
ダウンロードサービスにて提供します。



©GEIDAI FACTORY LAB 2020

